

INSTRUCTION CEINTURE VIBRANTE CHAUFFANTE

PRODUIT

En adoptant ce système de ceinture, la puissance de travail de la ceinture agit directement sur l'abdomen et en profondeur.

Son double moteur vibrant et percutant agit sur toute la surface de l'abdomen.

De plus, la fonction therapy aidera à éliminer la graisse accumulée sur l'abdomen, agira sur la circulation du sang, élimine la fatigue et les douleurs musculaires.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

MODE :

- 1 - Automatique
- 2 - Manuel

FONCTION : CHAUFFANT

INTENSITE :

Variable, en fonction du degré de vibration choisit.

PARAMETRES ELECTRIQUES

NVoltage : IN AC 110N240 V : 50HZ /60 HZ OUT DC 24 V /2.5A

NPuissance : 60W

NCeinture : 2,5 A.

NMotor de massage : modèle 555 ,DC24V 5000r/m

NCable chauffant : 1.2 M/62

INTRODUCTION DES FONCTIONS DU PRODUIT

- 1 . La ceinture peut être utiliser en mode manuel ou automatique.
- 2 .Appuyer sur le bouton :POWER pour démarrer la ceinture.
 - 5 niveaux d'intensité, mode automatique : séance de 20 mn.

3 .Mode automatic : l'intensité et le travail se fera automatiquement vous convienne .

4.Bouton chaleur : Appuyez sur le bouton pour activer le mode chaleur ou le désactiver.

Mode manuel : Réglage manuel de l'intensité avec le bouton : INTENSITY, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'intensité

METHODE D'UTILISATION

1.Veuillez attacher la ceinture sur la partie du corps désirée : taille, hanche.

2.Allumer le bouton power et activer le mode automatique

3.Presser le bouton mode afin de passer en mode manuel.

4.Presser le bouton INTENSITY pour augmenter ou diminuer l'intensité de travail.

5.Afin de d'allumer stopper la ceinture , presser à nouveau sur le bouton POWER.

5.Si vous n'utilisez pas la ceinture, veuillez presser le bouton POWER en mode éteint.

Débrancher les adaptateurs électriques du secteur.

Ne pas laisser la ceinture branchée en permanence , ceci pourrait endommager la ceinture à long terme.

